Smart Protein Layers

Prozessierung und Auswertung von SPL-Daten mit LabImage



- 1. Bandenvolumen des SMA basic ermittelt in GLO für die Normalisierung der Beladung
- 2. Bandenvolumen des SMA label ermittelt in GTO für die Normalisierung des Labelings
- Spurvolumen (exkl. Bandenvolumen SMA label) ermittelt in BTO für die Normalisierung des Targets
- 4. Bandenvolumen des Targets ermittelt in BTA
- Für Experiment-zu-Experiment-Vergleiche: Bandenvolumen des Cal B ermittelt in BTA der Einzelexperimente

2 Vorbereitung und Benennung der Bildaufnahmen

Zur Daten-Analyse werden Roh-Daten benötigt. ORCA- und Octoplus-Nutzer verwenden zur Generierung die "SAVE"-Option in der Bildaufnahmesoftware.

Für die SPL-Analyse werden vier Bilder benötigt, mit der folgenden Nomenklatur:

Gesamtprotein nach Gellauf
 GMO = Gel Totalprotein
 SMA basic nach Gellauf
 GLO = Gel Loading Control)
 Gesamtprotein nach Western Blot Analyse
 GBTO = Blot Totalprotein
 Targetprotein nach Western Blot Analyse

Benennung: Kürzel eindeutigerExperimenthinweis weitereNamensteile

Bsp.: GTO WB180514 rot12sec Wdh1

Verwenden Sie keine Leerzeichen

Hinweis:

Die Daten-Analyse muss nicht zwingend mit der LabImage-Software durchgeführt werden. Die notwendigen Daten (1.) können mit jeder 1D-Analyse-Software erhoben und anschließend mit z.B. Excel berechnet werden. Die entsprechende Anleitung erhalten Sie beim Service Team.



3 Detektion von Spuren und Banden

- Erstellen Sie f

 ür jede Fluoreszenzaufnahme ein LabImage-Projekt.
- Optimieren Sie Ihr Anzeigebild (optional; die Rohdaten bleiben unverändert).
- Definieren Sie die ROI in GTO.
- 4. Detektieren Sie Spuren in GTO.
- Führen Sie eine Hintergrunddetektion und -substraktion durch.*
 (empfohlene Parameter: "Rollende Scheibe"; Radius: 45 Pixel)
- 6. Übertragen Sie ROI, Spuren und Hintergrund von GTO auf GLO
- Detektieren Sie SMA basic-Banden sowie (optional) mindestens eine Cal A-Bande in GLO.
- Übertragen Sie die SMA basic-Banden von GLO auf GTO.
- Detektieren Sie die ROI, Hintergrund, Spuren und SMA label-Bande in BTO.
- Übertragen Sie ROI, Spuren und Hintergrund aus BTO auf BTA und detektieren Sie die Targetprotein-Bande.
- 11. Laden Sie für jedes Projekt die entsprechende Namensvorlage (als Download erhältlich unter www.dyeagnostics.com). Für die Erstellung eigener Namensvorlagen beachten Sie bitte die SPL-LabImage-Produktinformation. Als Referenz ist Spur 2 angegeben. Diese darf nicht der Marker sein.
- 12. Speichern Sie alle Projekte.
- 4 SPL Normalisierung (Starten des Projekt Comperators)
- 5 Ergebnisse und Datenexport

^{*} Achten Sie darauf, dass die ROI ausgewählt ist und keine einzelne Spur, damit die Berechnung für alle Spuren erfolgt und die Namensvorlagen korrekt zugeordnet werden.